

PROMOCIÓN

RTS-1(C)

Bioreactor para cultivo celular y control en tiempo real

- Control de la temperatura, agitación y crecimiento microbiano en tiempo real
- Intuitivo software para control por PC incluido
- Intervalo de medición:
 - 0-10 OD en 10-20 ml
 - 0-8 OD en 20-30 ml
- Control de temperatura:
 - + 25 ... 70°C con el RTS-1
 - + 4 ... 70°C con el RTS-1C
- Vídeo explicativo disponible en la web

**RTS-1C: 2.490€****RTS-1: 2.220€**

FTA-1

Aspirador de sobrenadantes

¡ Ahora compra un FTA-1 y llévate totalmente GRATIS el adaptador MA-8 para aspiración de microplacas !

- Aspiración y eliminación de alcoholes y sobrenadantes
- Filtro microbiológico de aspiración hidrofóbico incluido
- Vacío: - 500 mbar
- Botella con 1L de volumen

FTA-1 + MA-8:**425€ → 375€**

IW-8

Lavador automático programable para microplacas

- Programación de hasta 100 programas definidos por el usuario
- Cabezal de lavado con 8 canales, 3 frascos para soluciones de lavado, un frasco de desechos y un frasco con filtro incluidos
- Volumen residual: ≤ 2 µL
- 2 años de garantía ampliable a 3 de manera gratuita registrando el SN en la web oficial de Biosan

**3.250€ → 2.799€**