

Oferta Especial Entris® II

¡Compre una balanza con el 15 % de descuento y reciba además gratis un Multipack de Proline® Plus de 3 pipetas!

Entris® II - Línea Básica Esencial

Las balanzas de la serie Entris® II son las únicas de su clase que ofrecen entre otras ventajas la función isoCAL, la tecnología táctil LED y 12 aplicaciones diferentes integradas. Entre sus más de 40 modelos disponibles, hemos seleccionado estos 5 que seguramente se ajustarán a sus necesidades en el laboratorio.


Sus principales ventajas son:

- isoCal, calibración interna automática cuando detecta variaciones de temperatura o después de un intervalo de tiempo sin funcionamiento
- Resultados muy precisos año tras año gracias a la tecnología de célula de pesaje monolítica inventada por Sartorius
- El tiempo de estabilización es el más rápido en su clase, pues incorpora sensores de pesaje de última generación
- Alta resistencia química gracias al uso de piezas como: el tereftalato de polibutileno (PBT) resistente al desgaste, el acero inoxidable y el vidrio
- Fabricada en Alemania y avalada por nuestros más de 150 años de historia



¡Multipack de pipetas
Proline® Plus GRATIS!

¡No se pierda esta fantástica oferta!



Entris® II BCE224i-1S

Balanza analítica 220g – 0,1 mg con calibración interna y función isoCal

Precio de Oferta: 1.751 €



Entris® II BCE653i-1S

Balanza de precisión 650g – 0,001 g, con calibración interna y función isoCal

Precio de Oferta: 1.581 €



Entris® II BCE323i-1S

Balanza de precisión 320g – 0,001 g, con calibración interna y función isoCal

Precio de Oferta: 1.139 €-



Entris® II BCE6202i-1S

Balanza de precisión 6200g – 0,01 g, con calibración interna y función isoCal

Precio de Oferta: 1.581 €



Entris® II BCE2202i-1S

Balanza de precisión 2200g – 0,01 g, con calibración interna y función isoCal

Precio de Oferta: 1.224 €



Por la compra de cualquiera de estas balanzas, reciba gratis este Multipack de Proline® Plus (LH-728670) que incluye:

- 3 pipetas de: 0,5–10 µl, 10–100 µl y 100–1000 µl
- 3 racks de 96 puntas de: 0,1–10 µl, 0,5–200 µl y 10–1000 µl
- 1 Soporte Lineal

Todos los precios son sin IVA y válidos para pedidos hasta el 31 de Julio de 2021

Envíenos su Respuesta

Contacte con nuestro distribuidor autorizado:

laboaragon

Aparatos y material
de Laboratorios

JAVIER SOLANAS LABOARAGON S.L.
B - 99079188
Poligono Empresarium - La Cartuja
C/ Retama 23 Nave A-16
50.720 ZARAGOZA
Tel 976 50 52 78
laboaragon@laboaragon.com
www.laboaragon.com

Sí, quiero hacer un pedido

Envíenme un presupuesto

Envíenme más documentación

Por favor, llámenme

Nombre y Apellidos _____

Empresa _____

Dirección _____

Código Postal y localidad _____

Teléfono/Fax _____

E-Mail _____

Fecha _____