

Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



Armario de seguridad
para inflamables
EOF232BAC



Precio especial
2.150€

IVA no incluido

Transporte puerta a puerta incluido*
Plazo de entrega inmediato
Condiciones especiales hasta fin de existencias



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

Modelo	EOF232BAC
Referencia	K89600
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puertas
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1200 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1090 x 446 x 1640
Peso (Kgs.)	390
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	2
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	160/200
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF232BAC

(*) Transporte puerta a puerta incluido a la península, consultar para envíos a Islas Baleares, Canarias y Melilla.

Armario de seguridad para inflamables

EOF239BAC



Precio especial
1.450€

IVA no incluido



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

Transporte puerta a puerta incluido*
Plazo de entrega inmediato
Condiciones especiales hasta fin de existencias

Modelo	EOF239BAC
Referencia	K89601
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	496 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	235
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	1
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	80/100
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF239BAC

(*) Transporte puerta a puerta incluido a la península, consultar para envíos a Islas Baleares, Canarias y Melilla.