


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



Armario de seguridad
certificados para
productos químicos
combinados

COMBISTORAGE 60IAB

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)

Precio especial
1.995€
IVA no incluido

Modelo	COMBISTORAGE 60 IAB
Referencia	EOF239/3C
Color	Gris RAL 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos combinados
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	496 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	230
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	1 ciega
Separación interna	Si, 2 horizontal
Estantes ajustables en altura	1 dep. inflamables + 2 dep. ácidos + 2 dep. bases (a.inox)
Cubeta de retención con rejilla	1 dep. inflamables
Capacidad botellas 1 litro	150
Sistema de retención de puertas	Si
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF232/3C

Promoción válida hasta 30/11/21 o fin de existencias.
Transporte puerta a puerta incluido a la península,